

Ivoclar Vivadent: Adhäsiv in Stiftform

Wie schon das Adhäsiv AdheSE One von Ivoclar Vivadent ist ab sofort auch das bewährte ExciTE in einer neuen Darreichungsform erhältlich. Die Stiftform des VivaPen ermöglicht ein einfaches und sauberes Auftragen des Adhäsivs direkt im Mund des Patienten. Der VivaPen wird durch Klicken aktiviert bis die beflockte Brushkanüle benetzt ist. Sie wurde speziell für eine Darreichung mit geringst möglichem Totvolumen entwickelt, um Material zu sparen. Durch die speziell adaptierte VivaPen Brushkanüle können alle Kavitäten gut erreicht werden. Ein VivaPen reicht für 80 bis 100 Applikationen.

ExciTE ist ein langjährig klinisch bewährtes, lighthärtendes Einkomponenten-Adhäsiv, das in Kombination mit der Total-Etch Technik verwendet wird. Es kann für direkte Restaurationen sowie für die adhäsive lighthärtende Eingliederung indirekter Restaurationen eingesetzt werden. In klinischen Untersuchungen zeigt ExciTE konstant hohe Haftwerte auf Schmelz und Dentin. Studien haben bestätigt, dass das Adhäsiv zu einer effektiven Versiegelung der Dentinoberfläche führt und dadurch postoperative Sensitivitäten vermindert.



Weitere Informationen:
Ivoclar Vivadent GmbH
Postfach 11 52
73471 Ellwangen, Jagst
Telefon: 07961 889-0
info@ivoclarvivadent.de
www.ivoclarvivadent.de

ALPRO MEDICAL: AlproJet-DD für doppelte Effizienz

AlproJet-DD von ALPRO MEDICAL reinigt, pflegt und desinfiziert alle zahnärztlichen Absaug- und Abscheideanlagen. Es garantiert „Rundumschutz“ und Hygiene für Patienten und Praxisteam. Das Reinigungsmittel steht im Vergleich zu seinem Vorgänger für eine optimierte Wirksamkeit der Desinfektionswirkstoffe und eine höhere Ergiebigkeit durch zweiprozentige Anwenderkonzentration. Gemäß der VAH Richtlinien und dem Hygieneleitfaden des Deutschen Arbeitskreises für Hygiene in der Zahnmedizin (DAHZ) sollte ein Reinigungs- und Pflegemittel für die Absauganlagen mindestens den Wirksamkeitsnachweis zur Instrumentendesinfektion erfüllen. Dadurch wird ein Maximum an Sicherheit erzielt. AlproJet-DD erfüllt alle diese Vorgaben und sogar noch mehr. Das Konzentrat wirkt bakterizid, fungizid und begrenzt viruzid gemäß den Richtlinien des Robert-Koch-Instituts (RKI), das heißt gegen alle behüllten Viren wie HIV, das Hepatitis-B-, Hepatitis-C-

Virus und gegen alle Adenoviren. Die aufeinander abgestimmten Wirkstoffkomponenten reinigen Absaug- und Abscheideanlagen sowie Speischalen, wirken antiseptisch und lösen kraftvoll festsitzende Schmutzbeläge – auch in den Abwegen zum Amalgamabscheider. Das nicht schäumende Flüssigkonzentrat wirkt so gleichzeitig desodorierend – ein- bis zweimal am Tag angewendet – präventiv gegen die Bildung von neuen Schmutzherden und vermindert nachhaltig die Keimbelastung des Systems. Die hohe Materialverträglichkeit von AlproJet-DD garantiert eine dauerhafte Funktionsfähigkeit der Anlage. Das Konzentrat ist aldehyd-, phenol- und phosphatfrei und gemäß den Richtlinien der OECD gut biologisch abbaubar.

AlproJet-DD ist als 500 ml Dosierflasche, als 5 l Kanister oder Cubitainer verfügbar. Optional werden ein Kanister- oder auch Cubitainerschlüssel sowie ein Auslauf- oder Cubihahn und eine Dosierpumpe angeboten.



Weitere Informationen:
ALPRO MEDICAL GmbH
Mooswiesenstraße 9
78112 St. Georgen
Telefon: 07725 9392-0
info@alpro-medical.de
www.alpro-medical.de

Hager & Meisinger: Kontrollierte Stufenpräparation

Das Meisinger SCALINO Set dient der kontrollierten und abgestützten Stufenpräparation von Zahnstümpfen. Es wurde insbesondere in Hinsicht auf die zunehmenden Vollkeramikrestaurationen entwickelt. Das Besondere an dem System sind die SCALINO Diamanten, die durch ihre sichere Auflage, ihre leichte Führung und die gesicherte Tiefenmarkierung einen gut präparierten Stumpf oder Kronenaufbau erzielen. Das

Set enthält SCALINO Diamanten in drei verschiedenen Längen (4,0 mm, 6,0 mm und 8,0 mm) mit zwei verschiedenen Körnungen (mittel, grob). Zusätzlich umfasst das Set weitere Diamanten zur Präparation der okklusalen Flächen im Seitenzahnbereich sowie der palatinalen und lingualen Flächen im Frontzahnbereich. Ein Separierer für diffizile interdentale Präparationen vervollständigt das Set.



Weitere Informationen:
Hager & Meisinger GmbH
Hansemannstr. 10
41468 Neuss
Telefon: 02131 2012-0
info@meisinger.de
www.meisinger.de