

bredent medical: Neues aus der SKY esthetic line

Mit der Einführung der SKY esthetic Abformabutments vervollständigt bredent medical die SKY esthetic line. Von der ästhetischen Ausgestaltung der Gingivakontur über die ästhetische Abformung bis zum ästhetischen Aufbau kommt nun alles aus einem System. Die neuen Abformabutments bestehen aus zwei Teilen – dem Abformabutment aus Titan und einer passenden Kunststoffkappe, die durch einen sicheren „Klick“ aufgesteckt wird – und sind als offene und geschlossene Abformung sowie in den Größen M und L erhältlich. Um das Einklemmen von Gingiva zwischen Abformabutment und Implantat zu vermeiden, verfügen sie über einen Plattformschwich, das heißt ihr

Durchmesser ist geringer als die Implantatplattform. Alle Abformabutments haben eine gefangene Schraube, was das Handling im Mund erleichtert. Aus diesem Grund wird auch die geschlossene Abformung mit der montierten roten Kappe ausgeliefert. Die blaue Kappe der geschlossenen Abformung muss nur aufgeklickt werden und verschließt den Schraubenkanal zuverlässig. Für die offene Abformung wird das SKY esthetic Abformabutment mit einer 23 mm hohen Standardschraube ausgeliefert. Da diese im Seitenzahnbereich zu hoch sein kann, bietet bredent medical zusätzlich eine Schraube mit einem niedrigeren Kopf von nur 18 mm an.



Weitere Informationen:
bredent medical GmbH & Co. KG
Weissenhorner Straße 2
89250 Senden
info-medical@bredent.com
www.bredent-medical.com

Coltène: Endodontisches Wurzelkanalspüllsystem

Ein wichtiger Faktor für eine erfolgreiche Wurzelkanalbehandlung ist die Desinfektion des Wurzelkanalsystems. Das neue CanalPro-Wurzelkanalspüllösungssystem bietet eine große Auswahl an Spüllösungen, Applikationstips und Zubehör, um zufriedenstellende Ergebnisse zu erzielen. Zur Spülung von Wurzelkanälen und zur Gewebeauflösung vor und während der Aufbereitung steht neben der klassischen CanalPro-Natriumhypochloritlösung, die in drei- und sechsprozentiger Konzentration erhältlich ist, das CanalPro EXTRA zur Verfügung. Dank wirkungsstarker Benetzungsmittel und spezieller Oberflächenmodifizierer ist es doppelt so effizient und löst Gewebe dop-

pelt so schnell auf wie handelsübliches NaOCl. Zur Entfernung des Smear Layers und von Dentinrückständen ist CanalPro EDTA 17% das Mittel der Wahl.

Mit dem CanalPro Syringe Warmer können Spüllösungen erwärmt werden und sind dadurch in niedrigerer Konzentration effizienter. Das Gerät ist bis 55°C erhitzenbar.

Zur Applikation der Spüllösungen stehen die farbigen CanalPro-Spritzen zur Verfügung, die durch ein Farbcodierungssystem die Gefahr des Spritzenvertauschens minimieren. Mithilfe der CanalPro Syringe Station können die Spritzen einfach und schnell befüllt werden. Verschiedene Applikationstips runden das Programm ab.



Weitere Informationen:
Coltène/Whaledent GmbH & Co. KG
Raiffeisenstraße 30
89129 Langenau
info.de@coltene.com
www.coltene.com

Voco: Fluoridlack zur Zahndesensibilisierung

Profluorid Varnish ist ein Fluoridlack zur Behandlung von Hypersensibilitäten. Durch seinen hohen Fluoridgehalt (22 600 ppm Natriumfluorid), die gute Haftung an der Zahnhartsubstanz sowie die problemlose Anwendung auf feuchten Oberflächen dient Profluorid Varnish einer wirksamen Zahndesensibilisierung. Indem es zur Auffüllung der Kalziumfluoriddepots beiträgt, stellt das Produkt eine effektive Unterstützung der Prophylaxe dar und empfiehlt sich ge-

rade auch für die Anwendung nach einer professionellen Zahnreinigung. Der Lack weist eine weiß-transparente Farbe auf und beeinträchtigt die Zahnästhetik somit nicht. Profluorid Varnish gibt es nicht nur in einer Tube, sondern auch in einer SingleDose in den Geschmacksrichtungen melon, caramel, cherry und mint. Damit besteht die Möglichkeit, unabhängig von der jeweils verwendeten Applikationsform die bevorzugte Geschmacksrichtung zu wählen.



Weitere Informationen:
Voco GmbH
Anton-Flettner-Straße 1-3
27472 Cuxhaven
info@voco.de
www.voco.de