

Tickets vor Ort

59. Bayerischer Zahnärztetag

Manchmal ist es nicht so einfach, sich terminlich festzulegen. Deshalb folgender Tipp: Kurzentschlossene haben die Möglichkeit, sich vor Ort im Tagungshotel Tickets für den Bayerischen Zahnärztetag zu kaufen. Der zahnärztliche Kongress des 59. Bayerischen Zahnärztetages findet am 19. und 20. Oktober im Hotel The Westin Grand in München statt. Das Programm beginnt jeweils um 9 Uhr.

Im Mittelpunkt stehen in diesem Jahr digitale Anwendungen in der Zahnarztpraxis. Wer sich einen Überblick über praxisreife Einsatzmöglichkeiten sowie über Kosten und Nutzen verschaffen möchte, erhält ihn bei der zentralen Fortbildungsveranstaltung der bayerischen Zahnärzte in kompakter Form an zwei Kongresstagen. Das Vortragspektrum reicht von der Implantologie über chirurgische und kieferorthopädische Themen bis zu komplexen ästhetischen Fällen, um nur einige Schwerpunkte unter vielen zu nennen. Darüber hinaus bietet das Programm Neues aus dem vertragszahnärztlichen Bereich.

Dabei sein mit Ihrem Praxisteam!

Wie bereits in den vergangenen Jahren findet zeitgleich der Kongress für zahnärztliches Personal statt. Auch hier erwartet die Teilnehmer ein interessantes Vortragsprogramm. Wenn mehr als zwei Personen aus einer Praxis gleichzeitig am Bayerischen Zahnärztetag teilnehmen, gibt es einen Rabatt von zehn Prozent auf die Kongressgebühr. Also: Nicht verpassen – seien Sie dabei beim 59. Bayerischen Zahnärztetag!

Isolde M. Th. Kohl

Informationen

Bitte beachten Sie die Programmanzeige zum 59. Bayerischen Zahnärztetag in München auf Seite 22f. in dieser Ausgabe des BZB. Ausführliche Informationen über die Fortbildungsveranstaltung der Bayerischen Landes Zahnärztekammer finden Sie im Internet:

www.bayerischer-zahnaerztetag.de



Sparen Sie Zeit in der Aufbereitung!

Mit den HYDRIM® Reinigungs- und Desinfektionsgeräten bringen Sie Ihre Instrumente schnell und sicher zurück in den Behandlungsraum.

HYDRIM® M2 G4

Reinigungs- und Desinfektionsgerät

HYDRIM® M2 G4: Besitzt Kapazität für 10 große Instrumentenkassetten und kann somit bis zu 200 Instrumente in ca. 90 Minuten aufbereiten.*



HYDRIM® C61WD G4

Reinigungs- und Desinfektionsgerät

HYDRIM® C61WD G4: Besitzt Kapazität für 6 große Instrumentenkassetten und kann somit bis zu 120 Instrumente in unter einer Stunde aufbereiten.*



Zuverlässige Aufbereitung

Beide HYDRIM® G4-Modelle erfüllen die internationalen Standards DIN EN ISO 15883-1 und -2, für Reinigungs- und Desinfektionsgeräte.

Der validierbare Prozess garantiert reproduzierbare Reinigungs- und Desinfektionsergebnisse.



Sicheres Handling

Durch die maschinelle Aufbereitung eliminieren Sie den zeitaufwändigen Vorgang der manuellen Vorreinigung und Desinfektion, bei dem das Personal der Gefahr von Stichverletzungen und Kontakt mit kontaminierten Instrumenten ausgesetzt ist.

Weitere Informationen unter www.scican.de.com/hydrimg4

SciCan | Your Infection Control Specialist™

*Tatsächliche Zykluszeiten hängen von Temperatur und Druck des zugeführten Wassers ab. HYDRIM ist ein eingetragenes Warenzeichen und "Your Infection Control Specialist" ist ein Warenzeichen von SciCan Ltd., 1440 Don Mills Rd. Toronto, ON, M3B 3P9, Canada.